



## Krzesło kosmetyczne mobilne na kółkach Physa ANDRIA czarne

Cena brutto	<b>420,53 zł</b>
Cena netto	<b>341,89 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Stan magazynowy	<b>64 szt.</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Kod producenta	<b>1005943</b>
Kod EAN	<b>4250928635204</b>
Producent	<b>Physa</b>

### Opis produktu

Nazwa producenta: **ANDRIA BLACK**

**Uniwersalne krzesło kosmetyczne ANDRIA BLACK** do użytku w salonie kosmetycznym, fryzjerskim lub SPA. Dzięki ergonomicznej budowie z oparciem model ANDRIA BLACK pozwala przyjąć osobie siedzącej wygodną pozycję. **Krzesło się obraca.** Kompaktowy rozmiar zapewnia dogodny dostęp do obsługiwanego klienta. Mobilność zwiększają kółka z tworzywa sztucznego, idealnie dostosowane do twardej powierzchni. Taboret kosmetyczny z oparciem jest solidny i ma atrakcyjny wygląd. Wykonany został **ze stali chromowanej i wysokiej jakości ekoskóry.**

**Cechy i funkcje produktu ANDRIA BLACK :**

- **Uniwersalność** - do salonu kosmetycznego, fryzjerskiego, SPA
- **Ergonomia** - zapewnia pozycję nieobciążającą kręgosłupa
- **Komfort** - wygodny dostęp do obsługiwanego klienta
- **Mobilność** - pięć kółek z tworzywa sztucznego
- **Solidność** - stal chromowana i wytrzymała ekoskóra
- **Elegancja** - efektowny, nowoczesny design

### Parametry techniczne:

- - Model - **Andria Black**
- - Nr katalogowy - **10040062**
- - Materiał - **Stal, tworzywo sztuczne**
- - Kolor - **Czarny**
- - Maks. wysokość siedziska - **57 cm**
- - Min. wysokość siedziska - **44 cm**
- - Materiał siedziska - **Ekoskóra**
- - Liczba kółek - **5**
- - Materiał kółek - **Guma TPR**
- - Mechanizm podnoszenia - **Pneumatyczny**
- - Wymiary siedziska - **47 x 44 sm**
- - Podnóżek - **Nie**
- - Średnica podstawy - **48 cm**
- - Regulacja pochylecia - **Nie**
- - Maksymalne obciążenie - **150 kg**
- - Instrukcja - **Tak**
- - Wymiary (DxSxW) - **52 x 52 x 82 cm**
- - Waga - **6,5 kg**
- - Wymiary wysyłki (DxSxW) - **54,5 x 32,5 x 48 cm**
- - Waga wysyłki - **7,9 kg**

### Zakres dostawy:

- - Taboret kosmetyczny z oparciem

- - Instrukcja PL